

Tuttnauer Tandheelkundig


Accessoires

TIVA2 | TIVA2-H



Quality Products ◆ Professional Excellence ◆ Reliable Services ◆ Time Saving Solutions


Mand, inzetrekken en accessoires



TD120 STANDAARD WASKORF

Cod. ATS238-0375

- Met buisstop.
- Voor diverse draadladen en verschillende inzetrekken
- Laadruimte 375 (B) x 375 (D) x 245 (H) mm
- Buitenmaat: 387 (B) x 401 (D) x 78 (H) mm



TD121 WASKORF

Cod. ATS238-0324

- Voor diverse draadladen en verschillende inzetrekken
- Met houder voor 8 st. (code P00000945)
- Inclusief
 - 4 x handstukadapter A077
 - 4x handstukadapter A078
 - Reinigbare centrale filter (cod. D00491700)
- Mogelijkheid om maximaal 8 spuitmondens A066 te monteren
- Aanbevolen accessoires 8 x A067
- Laadruimte 325 (B) x 375 (D) x 245 (H) mm
- Buitenmaat: 387 (B) x 401 (D) x 78 (H) mm



TD123 WASKORF

Cod. ATS238-0378

- Voor diverse draadladen en verschillende inzetrekken
- Met houder voor 12 st. (cod.P00001041)
- Inclusief
 - 3 x handstukadapter A077
 - 3x handstukadapter A078
 - 6x spuitmondens A066
 - Reinigbare centrale filter (cod. D00491700)
- Mogelijkheid om maximaal 12 spuitmondens A066 te monteren
- Aanbevolen accessoires 6 x A067 + 6 x dop (cod.421090103)
- Laadruimte 325 (B) x 375 (D) x 245 (H) mm
- Buitenmaat: 387 (B) x 401 (D) x 78 (H) mm

Mand, inzetrekken en accessoires



A086 HOUDER 8 ST.

Cod. ATS238-0435

- Inclusief
 - Reinigbare centrale filter (cod.D00491700)
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
- Mogelijkheid tot montage van maximaal:
 - 8 spuitmonden A066
 - 8 handstukhouder A079
 - 8 fittingen A081
- Aanbevolen accessoires
 - 8 x A067
 - 8 x dop (cod.421090103)
- Specificaties
 - 8 beschikbare gaten met schroefdraad G1/8".
Het wordt aanbevolen om een connector te gebruiken met een inwendig gat voor watertoevoer van max. Ø 5 mm en een maximale lengte van de schroefdraad van 5 mm.



A074 HOUDER 12 ST.

Cod. ATS238-0436

- Inclusief
 - Reinigbare centrale filter (cod. D00491700)
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
- Mogelijkheid tot montage van maximaal:
 - 12 spuitmonden A066
 - 12 fittingen A081
 - 6 handstukhouder A079 + 6 spuitmond A066
 - 6 handstukhouder A079 + 6 fittingen A081
- Aanbevolen accessoires:
 - 6 x A067 + 6 x dop (cod.421090103)
 - 12 x dop (cod.421090103)
- Specificaties
 - 12 beschikbare gaten met schroefdraad G1/8".
Het wordt aanbevolen om een connector te gebruiken met een inwendig gat voor watertoevoer van max. Ø 5 mm en een maximale lengte van de schroefdraad van 5 mm.


Mand, inzetrekken en accessoires



A079 STEUN HANDSTUK

Cod. ATS238-0412

- Te gebruiken in combinatie met A074 en A086



A077 HANDSTUKADAPTER

Cod. ATS238-0411

- Te gebruiken in combinatie met A079
- Voor handstukken met afmetingen van \varnothing 19 tot \varnothing 21 mm



A078 HANDSTUKADAPTER

Cod. ATS238-0410

- Te gebruiken in combinatie met A079
- Voor handstukken met afmetingen van \varnothing 14 tot \varnothing 17 mm




A067 HANDSTUKDOP

Cod. ATS238-0387

- Te gebruiken in combinatie met A077 en A078


Mand, inzetrekken en accessoires



A066 SPUITMOND

Cod. ATS238-0386

- Voor holle buizen
- Te gebruiken in combinatie met A074 en A086
- Afm. Ø 4 x 80 (H) mm



DOP VOOR INJECTOR

Cod. ATS238-0434

- Te gebruiken in combinatie met A074 en A086



A069 STEUN HANDSTUKHOUDER

Cod. ATS238-0385

- Hiermee is het mogelijk om de binnenkanalen perfect te reinigen door middel van watercirculatie
- Te gebruiken in combinatie met A077 en A078




A080 STEUN SCALER

Cod. ATS238-0438

- Te gebruiken in combinatie met A077

Mand, inzetrekken en accessoires



A081 FITTING VOOR HANDSTUKKANAAL

Cod. ATS238-0439

- Te gebruiken in combinatie met:▪ A074
 - A086
 - TD121
 - TD123
- Specificaties
 - Aansluiting aan het uiteinde van de buis met vrouwelijke Luer-Lock.



VERPAKKING MET ZEEKARTON

Cod. ATS238-0442

- Voor TIVA2




VERPAKKING MET ZEEKARTON

Cod. ATS238-0442

- Voor TIVA2-H



Mand, inzetrekken en accessoires



A063 INZETREK LADENKORF

Cod. ATS238-0376



- Voor 8 laden of cassettes breedte max. 35 mm
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120 max. 2 inzetrekken
 - TD121 max. 1 inzetrek
 - TD123 max. 1 inzetrek
- Buitenmaat:
180 (B) x 370 (D) x 105 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf



A070 INZETREK US INSTRUMENTENCASSETTE

Cod. ATS238-0380



- Voor 7 cassettes type US breedte max. 40 mm
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120 max. 2 inzetrekken
 - TD121 max. 1 inzetrek
 - TD123 max. 1 inzetrek
- Buitenmaat:
180 (B) x 370 (D) x 105 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf



A065 INZETREK INSTRUMENTENCASSETTE

Cod. ATS238-0379

- Voor 3 cassettes breedte max. 35 mm
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120 max. 2 inzetrekken
 - TD121 max. 1 inzetrek
 - TD123 max. 1 inzetrek
- Buitenmaat:
170 (B) x 255 (D) x 140 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf
- aanbevolen opstelling



A088 INZETREK INSTRUMENTENCASSETTE

Cod. ATS238-0444

- Voor 3 cassettes breedte max. 40 mm
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120 max. 2 inzetrekken
 - TD121 max. 1 inzetrek
 - TD123 max. 1 inzetrek
- Buitenmaat:
180 (B) x 360 (D) x 135 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf
- aanbevolen opstelling




Mand, inzetrekken en accessoires



A082 1/2 MAND

Cod. ATS238-0445


- Voor diverse instrumenten
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
- Buitenmaat:
370 (B) x 180 (D) x 40 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf



A083 3/8 MAND

Cod. ATS238-0446

- Voor diverse instrumenten
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
- Buitenmaat:
370 (B) x 135 (D) x 40 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf
- aanbevolen opstelling



A087 MANDAFSTANDSHOUDERS

Cod. ATS238-0448

- Te gebruiken in combinatie met:
 - A082
 - A083




A073 INZETREK

Cod. ATS238-0384

- Spoelkorf met vast deksel, gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal draad voor het opbergen van kleine onderdelen en accessoires tijdens het reinigingsproces
- Te gebruiken in combinatie met:
 - A064
 - A082
 - A083
- Buitenmaat: 80 (B) x 80 (D) x 40 (H) mm


Mand, inzetrekken en accessoires



A068 INZETREK

Cod. ATS238-0381


- Voor 10 gebitsafdrukken
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
 - Stapelbaar op A083 (max. 2)
- Buitenmaat: 184 (B) x 131 (D) x 130 (H) mm



A071 INZETREK

Cod. ATS238-0382



- Voor 7 extractietangen
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
 - Stapelbaar op A083 (max. 2)
- Buitenmaat: 184 (B) x 131 (D) x 122 (H) mm



A064 INZETREK VOOR VERTICALE INSTRUMENTEN

Cod. ATS238-0377

- Voor instrumenten in rechtopstaande positie
- Te gebruiken in combinatie met:
 - TD120
 - TD121
 - TD123
- Buitenmaat: 119 (B) x 370 (D) x 124 (H) mm
- Benodigde ruimte in de korf



VERHOOGINGSSET

Cod. ATS238-0449

- Voor AWD655-2: het is een standaard waarmee u het apparaat kunt verhogen zodat het onder de counter past
- Voor AWD655-2H: het is een upgrade om de machine te verhogen tot een stand-alone met een comfortabelere toegang tot de laaddeur voor de gebruiker
- Buitenmaat: 595 (B) x 470 (D) x 240 (H) mm

Mand, inzetrekken en accessoires



DEMINERALISATIEPATROON MET DIGITALE GELEIDBAARSHEIDMETER OP HET PANEEL

Cod. ATS238-0445

- Te gebruiken in combinatie met opbergkast (cod. 119904290)
- Inbegrepen zijn:
 - Digitale geleidbaarheidsmeter
 - Voor waterdemineralisatiepatroon (cod.119904291)
 - LCD-display met achtergrondverlichting
 - Twee aan/uit-uitgangen
 - Programmeerbare 0-20mA-uitgang
 - Eenvoudige gebruikersinterface met navi-toetsensysteem
 - Volledige schaalnauwkeurigheid: 1%
 - Voeding 24, 115, 230 VAC; 50/60 Hz
 - Stroomuitgang programmeerbaar 0/4-20mA (max 350 Ohm) galvanisch geïsoleerd
 - Buitenmaat: 96 (B) x 140 (D) x 48 (H) mm
 - Waterdemineralisatiepatroon (cod.119904291)
 - Hydraulische aansluitset



OPBERGKAST

Cod. ATS238-0451

- Aanbevolen voor:
 - Waterdemineralisatiepatroon (cod. 119904289) Max. 2
 - Tanks met chemische vloeistoffen, opslagcapaciteit maximaal 6 tanks
- Laadruimte 260 (B) x 463 (D) x 435 (H) mm
- Buitenmaat: 300 (B) x 521 (D) x 823 (H) mm



WATERDEMINERALISATIEPATROON, GEVULD

Cod. ATS238-0450

- Drukbestendige roestvrijstalen cartridge
- Buitenmaat: Ø 230 x 570 (H) mm



EMMER HARSVERVANGING

Cod. ATS238-0452

- Te gebruiken in combinatie met demineralisatiepatroon met digitale geleidbaarheidsmeter op het paneel (cod. 119904289)
- Te gebruiken in combinatie met waterdemineralisatiepatroon, gevuld (cod. 119904291)
- Het bevat 50 kg hars

Voorbeelden voor de opstelling van de korven



Opstelling 1

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF
Cod.119905120
- 1 st. A088 INZETREK
INSTRUMENTENCASSETTE
Cod.D00502900
- 2 st. A082 1/2 MAND
Cod.D00589000
- 1 st. A087 MANDAFSTANDHOUDER
Cod.K000000613



Opstelling 2

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF
Cod.119905120
- 1 st. A070 INZETREK US
INSTRUMENTENCASSETTE
Cod.D00522300



Opstelling 3

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF
Cod.119905120
- 1 st. A064 INZETREK VOOR VERTICALE
INSTRUMENTEN Cod.D00505200
- 2 st. A065 INZETREK
INSTRUMENTENCASSETTE
Cod.D00502900



Opstelling 4

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:


- 1 st. TD121 WASKORF
Cod.119905121
- 1 st. A064 INZETREK VOOR VERTICALE
INSTRUMENTEN Cod.D00505200
- 1 st. A063 INZETREK LADENKORF
Cod.D00480400



Opstelling 5

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF
Cod.119905120
- 2 st. A063 INZETREK LADENKORF
Cod.D00480400




Opstelling 6

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD121 WASKORF
Cod.119905121
- 1 st. A064 INZETREK VOOR VERTICALE
INSTRUMENTEN Cod.D00505200
- 1 st. A065 INZETREK
INSTRUMENTENCASSETTE Cod.
D00502900

Voorbeelden voor de opstelling van de korven



Opstelling 7

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF Cod.119905120
- 4 st. A082 1/2 MAND Cod.D00589000
- 2 st. A087 MANDAFSTANDHOUDERS Cod.K000000613



Opstelling 8

Accessoires gebruikt voor deze opstelling:

- 1 st. TD120 STANDAARD WASKORF Cod.119905120
- 2 st. A082 1/2 MAND Cod.D00589000

Andere opstellingen mogelijk door de accessoires te combineren.

Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productverbeteringen.

Internationale verkoop
en marketing
E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
Postbus 7191, 4800 GD Breda
Nederland
Tel: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Gedistribueerd door:


Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership

Leer van onze experts

Word lid van onze blog tuttnauer.com/blog 