

Tuttnauer Tandheelkundig

Accessoires





TIVA8





Tandheelkundig

Kwaliteitsprodukten ◆ Professionele uitmuntendheid ◆ Betrouwbare diensten ◆ Tijdbesparende oplossingen

TIVA8



REKKEN

Code	Afbeelding	Beschrijving										
119905148	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 2x A085 1x A053</p>	<p>TH148 ONDERSTE WASREK</p> <p>Wasrek op het onderste niveau, basisversie Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadmaten met bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 475 x 230</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 475 x 470</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>525 x 502 x 48 mm</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>2,5 kg</td> </tr> </table>	Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 475 x 230	Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 475 x 470	Buitenmaten rek B x D x H	525 x 502 x 48 mm	Leeg rekgewicht	2,5 kg		
Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 475 x 230											
Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 475 x 470											
Buitenmaten rek B x D x H	525 x 502 x 48 mm											
Leeg rekgewicht	2,5 kg											
119905156	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 1x A085 + 1x A053 + 1x A076 + 2x A075</p>	<p>TH156 ONDERSTE WASREK 2 AANSL.</p> <p>Wasrek op het onderste niveau, met 2 aansluitingen Linkerzijde vrij voor diverse rekken (475 x 215 mm). Actief drogen van turbines, handstukken en hoekstukken. Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadmaten met bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 430 x 230</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H</td> <td>360 x 460 x 230</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 430 x 470</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>525 x 525 x 72 mm</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>3 kg</td> </tr> </table>	Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 430 x 230	Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H	360 x 460 x 230	Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 430 x 470	Buitenmaten rek B x D x H	525 x 525 x 72 mm	Leeg rekgewicht	3 kg
Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 430 x 230											
Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H	360 x 460 x 230											
Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 430 x 470											
Buitenmaten rek B x D x H	525 x 525 x 72 mm											
Leeg rekgewicht	3 kg											

Code	Afbeelding	Beschrijving										
119905157	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 2x A076 + 4x A075 + 1x A085</p>	<p>TH157 ONDERSTE WASREK 4 AANSL.</p> <p>Wasrek op het onderste niveau, met 4 aansluitingen Actief drogen van turbines, handstukken en hoekstukken. Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadmaten met bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 430 x 230</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H</td> <td>220 x 460 x 230</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H</td> <td>500 x 430 x 470</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>525 x 525 x 72 mm</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>3,5 kg</td> </tr> </table>	Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 430 x 230	Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H	220 x 460 x 230	Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 430 x 470	Buitenmaten rek B x D x H	525 x 525 x 72 mm	Leeg rekgewicht	3,5 kg
Interne laadmaten met bovenrek B x D x H	500 x 430 x 230											
Interne laadmaten met bovenrek en A076 B x D x H	220 x 460 x 230											
Interne laadmaten zonder bovenrek B x D x H	500 x 430 x 470											
Buitenmaten rek B x D x H	525 x 525 x 72 mm											
Leeg rekgewicht	3,5 kg											
119905151	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 2x A065 + 1x A053</p>	<p>TH151 BOVENSTE WASREK M/S.ARM</p> <p>Wasrek op het bovenste niveau, met sproeiarm Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadafmetingen B x D x H</td> <td>480 x 460 x 185</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>532 x 524 x 110</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>3,5 kg</td> </tr> </table>	Interne laadafmetingen B x D x H	480 x 460 x 185	Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110	Leeg rekgewicht	3,5 kg				
Interne laadafmetingen B x D x H	480 x 460 x 185											
Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110											
Leeg rekgewicht	3,5 kg											

TIVA8







REKKEN







Code	Afbeelding	Beschrijving								
119905149	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 1x A053 + 1x A063 + 1x A076 + 2x A075</p>	<p>TH149 BOVENSTE WASREK 2 AANSL. M/S.ARM</p> <p>Wasrek op het bovenste niveau, met 2 aansluitingen en sproeiarm Linkerzijde vrij voor diverse rekken (475 x 215 mm). Actief drogen van turbines, handstukken en hoekstukken. Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadafmetingen met A076 B x D x H</td> <td>350 x 460 x 185</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten zonder A076 B x D x H</td> <td>480 x 430 x 185</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>532 x 524 x 110</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>4 kg</td> </tr> </table>	Interne laadafmetingen met A076 B x D x H	350 x 460 x 185	Interne laadmaten zonder A076 B x D x H	480 x 430 x 185	Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110	Leeg rekgewicht	4 kg
Interne laadafmetingen met A076 B x D x H	350 x 460 x 185									
Interne laadmaten zonder A076 B x D x H	480 x 430 x 185									
Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110									
Leeg rekgewicht	4 kg									
119905153	  <p>Opstellingsvoorbeeld met: 2x A076 + 4x A075 + 1x A085</p>	<p>TH153 BOVENSTE WASREK 4 AANSL.</p> <p>Wasrek op het bovenste niveau, met 4 aansluitingen en sproeiarm Actief drogen van turbines, handstukken en hoekstukken. Voor diverse rekken en accessoires.</p> <table border="1"> <tr> <td>Interne laadmaten met 2x A076 B x D x H</td> <td>220 x 460 x 185</td> </tr> <tr> <td>Interne laadmaten zonder A076 B x D x H</td> <td>480 x 430 x 185</td> </tr> <tr> <td>Buitenmaten rek B x D x H</td> <td>532 x 524 x 110</td> </tr> <tr> <td>Leeg rekgewicht</td> <td>5 kg</td> </tr> </table>	Interne laadmaten met 2x A076 B x D x H	220 x 460 x 185	Interne laadmaten zonder A076 B x D x H	480 x 430 x 185	Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110	Leeg rekgewicht	5 kg
Interne laadmaten met 2x A076 B x D x H	220 x 460 x 185									
Interne laadmaten zonder A076 B x D x H	480 x 430 x 185									
Buitenmaten rek B x D x H	532 x 524 x 110									
Leeg rekgewicht	5 kg									



TIVA8

ACCESSOIRES





Code	Afbeelding	Beschrijving
P00001039		<p>A076 INZETREK VOOR HANDSTUKHOUDER</p> <p>Inzetrek voor 2 houders Geschikt voor gebruik op alle rekken Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A084 ▪ A075 <p>Buitenmaat inzetrek B x D x H 104 x 455 x 77 mm</p>
P00001048		<p>A075 HOUDER 8 POS.</p> <p>Voorgemonteerde houder met 8 posities voor handstukhouder Inbegrepen: RVS FILTER Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A076 <p>Mogelijkheid tot montage van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8x A066 ▪ 8x A079 ▪ 8x A127 ▪ 8x A135
P00001098		<p>A084 HOUDER 12 POS.</p> <p>Voorgemonteerde houder met 12 posities voor handstukhouder Inbegrepen: RVS FILTER Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A076 <p>Mogelijkheid tot montage van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12x A066 ▪ 12x A127 ▪ 6x A079 + 6x A066 ▪ 6x A067 + 6x A135 ▪ 12x A135
ATS238-0412		<p>A079 STEUN HANDSTUKHOUDER</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A075 ▪ A084
ATS238-0411		<p>A077 HANDSTUKADAPTER Ø 19-21</p> <p>Adapter voor handstukken met afmetingen van Ø 19 tot Ø 21 mm Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A079
ATS238-0410		<p>A078 HANDSTUKADAPTER Ø 14-17</p> <p>Adapter voor handstukken met afmetingen van Ø 14 tot Ø 17 mm Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A079
ATS238-0387		<p>A067 HANDSTUKDOP</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A077 ▪ A078
ATS238-0438		<p>A080 STEUN VOOR 8 SCALER TIPS</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A077
D00564000		<p>A139 STEUN VOOR SILICONEN AANSL.</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A075 ▪ A084 ▪ A138

Code	Afbeelding	Beschrijving
D00291500		A138 SILICONEN AANSL. Te gebruiken in combinatie met: ▪ A139
D00109200		A140 DOP VOOR SILICONEN AANSL. Te gebruiken in combinatie met: ▪ A138
ATS238-0386		A066 SPUITMOND VOOR ASPIRATORTIPS Te gebruiken in combinatie met: ▪ A075 ▪ A084 Buitenmaat sproeimond \varnothing 4 x H 80 mm
D00606500		A142 ADAP. SLANG 1/4" NAAR G1/8" M. DRAAD RVS slang mannelijke houder adapter DN 5 en DN 6
467010016		A127 ADAP. MANNELIJKE LUER NAAR G1/8" M. DRAAD Roestvrijstalen mannelijke Luer-Lock-adapter
467010018		A129 PVDF VROUWELIJKE LUER NAAR 3/16" SLANGHOUDER PVDF slanghouder DN 5 naar vrouwelijke Luer-Lock
467010019		A131 PVDF MANNELIJKE LUER NAAR 3/16" SLANGHOUDER PVDF slanghouder DN 5 naar mannelijke Luer-Lock
D00341100		A149 MANNELIJKE LUER NAAR 1/4" SLANGHOUDER RVS slanghouder DN 6 naar mannelijke Luer-Lock
467010020		A132 PVDF VROUWELIJKE LUER NAAR 1/4" SLANGHOUDER PVDF slanghouder DN 6 naar vrouwelijke Luer-Lock
467010021		A133 PVDF MANNELIJKE LUER NAAR 1/4" SLANGHOUDER PVDF slanghouder DN 6 naar mannelijke Luer-Lock
467010022		A134 PVDF ELLEBOOGFITTING 1/4" SLANGHOUDER PVDF elleboogslanghouder DN 6
467010023		A147 PVDF VROUWELIJKE LUER-STOP PVDF vrouwelijke Luer-Lock-stop
467010024		A148 PVDF M. LUER-STOP PVDF mannelijke Luer-Lock-stop
D00304700		A144 FITTING 3/16" SLANGHOUDER RVS doorlaatslanghouder DN 5
ATS238-0439		A081 LUER-LOCK-AANSLUITKIT Geschikt voor gebruik met rekken: ▪ TH121 ▪ TH123 Specificaties: Vrouwelijke Luer-Lock-aansluiting aan het uiteinde van de buis.


TIVA8

ACCESSOIRES

Code	Afbeelding	Beschrijving
ATS238-0434		A135 DOPSCHROEF G1/8" Te gebruiken in combinatie met: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A075 ▪ A084
ATS238-0385		A069 NEMA HANDSTUKADAPTER Hiermee is het mogelijk om de binnenkanalen perfect te reinigen door middel van watercirculatie. Te gebruiken in combinatie met: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A077 ▪ A078
ATS238-0384		A073 KORF MET DEKSEL Spoelkorf met vast deksel voor kleine accessoires Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal draad voor het opbergen van kleine onderdelen en accessoires tijdens het reinigingsproces. Buitenmaat mand B x D x H 80 x 80 x 40 mm
ATS238-0381		A068 INZETREK VOOR 10 GEBITSAFDRIJEN Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 184 x 131 x 130 mm
ATS238-0382		A071 INZETREK VOOR 7 EXTRACTIETANGEN Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 184 x 131 x 122 mm
ATS238-0306		A055 INZETREK VOOR 9 LADEN Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 455 x 245 x 127 mm
ATS238-0376		A063 INZETREK 8 CASSETTES Inzetrek voor 8 laden of cassettes met een maximale breedte van 35 mm Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 180 x 370 x 105 mm
ATS238-0380		A070 INZETREK 7 POS. Inzetrek voor 7 laden of cassettes met een maximale breedte van 40 mm Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 180 x 370 x 105 mm
ATS238-0444		A088 INZETREK 3 POS. Inzetrek voor 3 laden of cassettes met een maximale breedte van 40 mm Geschikt voor gebruik op alle rekken Buitenmaat inzetrek B x D x H 180 x 360 x 135 mm
ATS238-0379		A065 INZETREK 3 CASSETTES Inzetrek voor 3 laden of cassettes met een maximale breedte van 35 mm Geschikt voor gebruik op alle rekken. Buitenmaat inzetrek B x D x H 170 x 255 x 140 mm

Code	Afbeelding	Beschrijving
ATS238-0447		<p>A087 MANDAFSTANDHOUDERS</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A082 ▪ A083 ▪ A085 <p>Specificaties: gebruikt voor het opstapelen van 2 manden A083 of 2 manden A082 of 2 manden A085.</p>
D00552800	  Benodigde ruimte in het rek	<p>A053 INZETREK VOOR VERTICALE INSTRUMENTEN</p> <p>Geschikt voor gebruik op alle rekken.</p> <p>Buitenmaat inzetrek B x D x H 445 x 165 x 120 mm</p> <p>Benodigde ruimte in het rek: 1/3</p>
D00594900	  Benodigde ruimte in het rek	<p>A085 1/3 MAND</p> <p>Tandheelkundige mand 1/3 Voor diverse rekken en accessoires.</p> <p>Geschikt voor gebruik op alle rekken.</p> <p>Buitenmaat inzetrek B x D x H 455 x 165 x 40 mm</p> <p>Benodigde ruimte in het rek: 1/3</p>
ATS238-0305		<p>A054 MAND MET 2 SILICONEN STEUNEN</p> <p>Roestvrijstalen mand met twee siliconen steunen.</p> <p>Geschikt voor gebruik op alle rekken.</p> <p>Buitenmaat mand B x D x H 200 x 280 x 30 mm</p>
ATS238-0103		<p>A136 RVS STANDAARD TIVA8</p> <p>Standaard voor TIVA8-1M (en varianten) biedt een ergonomische hoogte van 146 cm, wanneer de machine niet onder de counter is geïnstalleerd.</p> <p>Geschikt als opbergruimte voor reinigingsmiddel</p> <p>Standaard buitenmaat B x D x H: 600 x 585 x 600 mm.</p>
ATS238-0104		<p>A137 RVS STANDAARD L VERS.</p> <p>Standaard voor TIVA8-WD-1M (en varianten) biedt een ergonomische hoogte van 146 cm, wanneer de machine niet onder de counter is geïnstalleerd.</p> <p>Geschikt als opbergruimte voor reinigingsmiddel</p> <p>Standaard buitenmaat B x D x H: 900 x 585 x 600 mm.</p>
P00001065		<p>SET DISPENSERVALIDATIE</p> <p>Set voor het kalibreren van dispensers.</p>


RESERVEONDERDELEN

D00491700		<p>RVS FILTER</p> <p>Te gebruiken in combinatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A075 ▪ A084
-----------	---	--

TIVA8

OPSTELLINGSSCHEMA VAN DE LAGEN


Nuttige ruimteafmetingen



DUBBEL NIVEAU MET HOUDER EN STEUN VOOR HANDSTUKACCESSOIRES

Opstellingsvoorbeeld: TH151 + TH148


H1	H2	H3
470 mm	230 mm	185 mm



ONDERSTE NIVEAU MET HOUDER EN STEUN VOOR HANDSTUKACCESSOIRES

Opstellingsvoorbeeld: TH157

H1	H6
470 mm	415 mm




ONDERSTE NIVEAU MET HOUDER EN STEUN VOOR HANDSTUKACCESSOIRES

BOVENSTE NIVEAU ZONDER HOUDER EN STEUN VOOR HANDSTUKACCESSOIRES

Opstellingsvoorbeeld: TH157 + TH148

H1	H2	H3	H5
470 mm	230 mm	185 mm	174 mm



DUBBEL NIVEAU MET HOUDER EN STEUN VOOR HANDSTUKACCESSOIRES

Opstellingsvoorbeeld: TH157 + TH149

H1	H2	H3	H4	H5
470 mm	230 mm	185 mm	130 mm	174 mm

Internationale verkoop en marketing

E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.

Hoeksteen 11, 4815 PR
Postbus 7191, 4800 GD Breda
Nederland
Tel: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.

25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Gedistribueerd door:


Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



Leer van onze experts
Word lid van onze blog tuttnauer.com/blog